


全身ハイパーサーミアシステム ヘッケル HT3000




<照射段階>



<保温段階>



<専用解析ソフト FebroData®>



<販売>



heckel medizintechnik GmbH

Olgastrasse 25

73728 Esslingen Germany

Tel: +49-711-128989-0

Fax: +49-711-128989-20

Email: info@heckel-medizintechnik.de

Web: www.hyperthermie.de

<製造>

Hydrosun Medizintechnik GmbH

Mauchener strasse 14

D-79379 Müllheim Germany

Tel: +49-7631-36632-0

Email: info@hydrosun.de

Web: www.hydrosun.de

<日本での治療実施医療機関>

バイオセラクリニック

〒160-0022 東京都新宿区新宿5-6-12

Tel: 03-5919-1762

Fax: 03-5919-1702

Email: info@bio-c.jp

Web: www.bio-c.jp

ヘッケルHT3000 は欧州でclass IIbに分類される医療機器(*)です (MDD 93/42/EEC)。

(*) 現時点において日本では未承認医療機器の扱いとなります。

照射段階では、深達性の高い近赤外線の照射により、熱エネルギーが血流で全身に広がり、無理なく深部体温の上昇をもたらします。

保温段階では、保温シートを用いて数時間、上昇した深部体温を維持することができます。

専用のソフトで患者ごとの体温変動、バイタル、治療状況などの記録・管理ができます。

[全身温熱療法に関する論文はこちらをクリックしてください。](#)

本体サイズ : 202cm × 110cm × 160cm
電圧・周波数 : 230/240 V ・ 50/60 Hz
消費電力 : 3000 W

